



التنفيذ السني المخبري

Bastian Wagner

Dr. Regensbuger طبيب الأسنان

Effenstr. 39a

81925 Munich

E-Mail: wagner.zahntechnik@gmail.com

Dr. Markus Regensburger: الطبيب المعالج

Dr. Regensbuger طبيب الأسنان

Effenstr. 39a

81925 Munich

E-Mail: info@dr-regensburger

الحالة الأولية:

كان دافع المريضة الرئيسي لإجراء المعالجة التجميلية هو تحقيق التجانس الجمالي بين الأسنان الأمامية المترابكة. وكان الهم الأساسي للمريضة هو الحصول على ترميم ذو مظهر جمالي طبيعي.

**الحل:**

للقيام بتخطيط مثالي بأقل حد ممكن من البضع تم في المرحلة الأولية صنع قالب تشخيصي شمعي من نموذج الحالة الأولية. وتم تحقيق تحسين في نسبة الطول والعرض بين السنين ١١ و ٢١ من خلال مداخلة بالحد الأدنى من البضع تمت فيها إطالة تاج الأسنان. بإستعمال صببات القالب التشخيصي تحقق نقل مثالي للوضع المطلوب إلى قالب العمل. بذلك كان من الممكن سكب هيكل مثالي الشكل من مادة LT C2 (IPS e-max, Ivoclar Vivadent) بعد ذلك طبق مخطط طبقي فردي تم التوصل إليه بالتوافق مع اللون المختار (IPS e-max Ceram, Ivoclar Vivadent). وتم نقل وضعية الفك العلوي إلى المطباق بإستعمال Headline.

